

100% Deutsche FFP2 Masken

Maximaler Schutz und Tragekomfort

**Neuartiges und formoptimiertes Design sorgt für mehr
Passgenauigkeit.**



Die elastische, latexfreie Bänderung erlaubt leichtes An- und Ablegen.



PRODUKTINFOS

Wir legen großen Wert auf gute Funktionalität und qualitative Materialien. Nur mit einem solchen hohen Standard können wir optimale Eigenschaften und Tragekomfort gewährleisten. Sehen Sie hier die Eigenschaften, Funktion und den Aufbau.

Eigenschaften:

- FFP2 – Limit übertroffen, durch Filtration feiner Partikel/Tröpfchen/Aerosole > 98 %
- Inhalationswiderstand < 170 Pa
- Ausatemwiderstand < 290 Pa
- Viren- Selbst- Schutz vor COVID 19 (SARS-CoV-2)

Limits – nach Test-Spezifikation EN 149-2001

- FFP1 > 80 % Filtration; Inh.-Wid. 210 Pa; Exh.-Wid. 300 Pa
- FFP2 > 94 % Filtration; Inh.-Wid. 240 Pa; Exh.-Wid. 300 Pa
- FFP3 > 99 % Filtration; Inh.-Wid. 300 Pa; Exh.-Wid. 300 Pa

Dekra geprüft



CE – zertifiziert

Verpackungseinheiten:

- PE- Beutel 50 Stück
- Individuelle Einzelverpackung auf Anfrage



Anwendung:

- Schutz gegen feste und flüssige, gesundheitsschädliche Partikel und Viren.
- Wechselintervall: In Abhängigkeit vom Einatemwiderstand und persönlichem Wohlbefinden.
- Atemschutzmaske nicht wiederverwenden!
- Vor der Verwendung: Auf Beschädigungen prüfen! Beschädigte Schutzmasken nicht verwenden!



Maske entfalten und Ohrbänder ausklappen.



Maske öffnen und an den Ohrbändern vor das Gesicht halten.



Maske unter dem Kinn ansetzen und Ohrbänder hinter den Ohren fixieren.



Maske positionieren und Nasenbügel anpassen. Dichtigkeit prüfen